

**СНАМПИОН®**  
*Power & force*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
К КУЛЬТИВАТОРАМ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ  
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,  
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.  
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ  
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.



**ТЕЛЕЖКА ПРИЦЕПНАЯ**

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА: **С3030**

[www.championtool.ru](http://www.championtool.ru)

Устанавливается на культиваторы: **СНАМПИОН- ВС8713**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка прицепная предназначена для транспортировки различных грузов при выполнении работ на приусадебных участках, садах и в огородах индивидуального пользования. Тележку можно использовать для перевозки различных сыпучих, длинномерных, штучных грузов. Разгрузку с тележки можно осуществлять способом опрокидывания кузова в сторону заднего борта.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг.	<b>250</b>
Собственная масса, кг.	<b>50</b>
Габариты кузова, мм	<b>830x1100x300</b>
Колеса	<b>4,00x10</b>
Максимальная скорость, км/час	<b>10</b>
Тормоз	<b>Ленточный. Ножной привод.</b>

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Тележка поставляется в частично демонтированном виде. Порядок сборки:

1. Установить тягу в поперечину с дышлом и закрепить при помощи болтов М10х60 и гаек М10.
2. Перевернуть кузов тележки днищем вверх.
3. Закрепить поперечину с дышлом на кузов тележки при помощи болтов М10х60 и гаек М10.
4. Соединить передний и задний трос тормоза через петлю и зафиксировать тросовым зажимом. Отрегулировать тормоза до нужного положения, регулируя длину переднего троса.
5. Установить крылья на кузов и закрепить при помощи гаек М6.
6. Установить колеса на ступицы ниппелем вовнутрь и закрепить болтами М10х20 (8 шт.) и гайками М10.
7. Установить тележку на колеса.
8. Установите сиденье изнутри кузова и зафиксируйте болтами М8 х 55 и гайками М8.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Узел	Период
Смазка устройства присоединения к культиватору*	<b>1 раз в месяц</b>
Смазка подшипников ступиц колес*	<b>1 раз в 3 месяца</b>
Смазка троса тормозной системы*	<b>1 раз в 3 месяца</b>

\*Универсальная смазка Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить тележку рекомендуется в закрытом сухом помещении.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации тележки составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы тележки составляет 5 лет.